

При перевозке инвалидных колясок с электроприводом Вам необходимо предоставить на регистрации технические документы на изделие (или их скан копию), в которых указан тип аккумуляторной батареи. Если в документации отсутствует информация о типе батареи, Вы несете самостоятельно ответственность за получение необходимых данных у производителя заблаговременно до прибытия в аэропорт на регистрацию. Полученная информация должна быть представлена в форме официального сообщения производителя с указанием параметров используемой на данном типе инвалидного кресла батареи.

При перевозке инвалидного кресла с электроприводом (приводимое в движение от аккумуляторов с жидким (проливающейся тип) или сухим (непроливающийся тип) катализатором или от ионно-литиевых батарей) должны выполняться следующие требования:

- если конструкция инвалидного кресла предусматривает демонтаж батареи:
 - батарея должна быть снята с кресла и отключена;
 - клеммы батареи должны быть отсоединены и изолированы;
 - батарея должна быть надежно упакована (в случае батареи с жидким катализатором упаковка должна быть герметичной) и перевозится отдельно от кресла;

- если конструкция кресла не позволяет демонтаж батареи:
 - батарея должна быть выключена;
 - клеммы аккумулятора должны быть отсоединены и изолированы;
 - кресло вместе с батареей должно быть надежно упаковано.

ВНИМАНИЕ! При использовании аккумулятора с ионно-литиевой батареей мощность ионно-литиевой аккумуляторной батареи не должна превышать 300 Втч. Можно перевозить только одну запасную батарею мощностью не более 300 Втч или две запасные батареи, каждая из которых по мощности не превышает 160 Втч.

Перевозка запасных батарей разрешена только в ручной клади.

Для подготовки средств передвижения к перевозке в багажном отсеке воздушного судна пассажир должен иметь при себе инструкцию по эксплуатации изделия, упаковку для аккумуляторов, набор ключей или приспособления для отсоединения клемм и отсоединения аккумулятора от инвалидного кресла. Снятие батареи с инвалидного кресла, отсоединение и изолирование клемм осуществляется самим пассажиром или сопровождающим его лицом.

Перевозка электроприставки к инвалидной коляске, содержащей аккумуляторные батареи производится по правилам перевозки инвалидных колясок с электроприводом, однако, для согласования возможности перевозки рекомендуем Вам обращаться в авиакомпанию, билет которой Вы приобрели.

Перевозка принадлежащего пассажиру инвалидного кресла осуществляется с обязательным предварительным бронированием не позднее 48 часов до вылета рейса.